

| | | |
|--|--|--|
| <div>미래를 디자인하는 스마트 월포교육</div> | <div>신속항원검사 실시 안내</div> <div>전화: 070-7097-2717, 홈페이지: www.weolpo.es.kr</div> | <div>2022 -</div> <div>발송: 2022. 03. 02.</div> |
|--|--|--|







3.2(수) 신속항원검사 실시 안내

학부모님 안녕하십니까?

3.2(수) 등교한 학생들에게 신속항원키트(1개)를 배부합니다. 아래 사용법과 주의사항을 참고하여 3.2(수)에 저녁에 검사하여 주시기 바랍니다.

(* 확진되었던 학생일 경우 최초 확진일로부터 45일 이내에는 검사 불필요).

**검사 전 손을 씻어 주세요

| | |
|--|--|
| <p>1 용액 뚜껑 벗기기</p>  <p>⚠ 용액통의 용액을 쏟지 않도록 주의하십시오.</p> | <p>2 멸균 면봉 개봉</p>  <p>⚠ 면봉 머리부분에 손이 닿지 않도록 주의하십시오.</p> |
| <p>3 검체 채취</p>  <p>10회 1.5cm 삽입 1개의 면봉으로 양쪽 콧구멍 모두 채취</p> <p>⚠ 동봉된 검체채취용 도구(멸균 면봉)를 비강(콧속)에 넣기 전까지 검체 추출액이나 다른 액체에 담그지 마십시오.</p> | <p>4 검체 버퍼 혼합</p>  <p>10회</p> |
| <p>5 노즐캡 눌러닫기</p>  | <p>6 검사용 디바이스에 4방울 떨어뜨리기</p>  <p>4 방울</p> <p>⚠ 용액통의 용액을 모두 짜지마십시오.</p> <p>검사 후 검사반응 시간 약 15~30분을 지켜야 합니다.</p> |

신속항원키트 사용방법 [출처-SD바이오센서]

동영상 사이트 : <https://www.youtube.com/watch?v=cnUEp1BWelA>
(유튜브-식품의약품안전처-코로나19 자가검사키트 사용법)

사용 시 주의사항 및 검사결과

1. 용액이 코 점막이나 눈에 튀지 않도록 주의하고, 절대 섭취하지 않습니다.
2. 검사 결과 대조선 (C)에만 한줄로 나타나면 **음성**입니다.
3. 검사 결과 대조선(C)과 시험선(T)에 두 줄로 나타나면 **양성**입니다. 이 경우 두 줄로 확인된 키트를 투명지퍼백에 넣어 밀봉하여 지참하고 **가까운 선별진료소에 방문하여 PCR 검사**를 받도록 합니다.
4. 음성인 경우 등교가 가능하며 '자가진단시스템' 음성 확인란에 체크 표시합니다.
5. 검사결과가 시험선에만 나타나거나, 아무런 선이 나타나지 않는다면 무효입니다.

※ 신속항원키트는 매주 수요일과 금요일에 배부될 예정입니다.

2022. 3. 2

월 포 초 등 학 교 장